

№ n/n	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	Марка оборудования *
Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место)			
1.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
2.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	1	
3.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	1	
4.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
5.	Дефибриллятор	1 на Группу	
6.	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1 на Группу	
7.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	1	
8.	Насос инфузионный	1	
9.	Насос шприцевой	1	
10.	Аспиратор электрический	1	
11.	Матрац термостабилизирующий	1	
12.	Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом	1 на Группу	
Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места)			
13.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
14.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторингом дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата	1	
15.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
16.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
17.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
18.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	3	
19.	Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	3	

№ n/n	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	Марка оборудования *
20.	Насос шприцевой	3	
21.	Насос инфузионный	3	
22.	Матрац термостабилизирующий	3	
23.	Аспиратор электрический	1	
Палата пробуждения (на 3 пациенто-места)			
24.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полужакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
25.	Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторингом дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	2	
26.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторингом дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	1	
27.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
28.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
29.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
30.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	3	
31.	Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	3	
32.	Насос шприцевой	3	
33.	Насос инфузионный	3	
34.	Матрац термостабилизирующий	3	
35.	Аспиратор электрический	1	